

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Papd7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xg87

Número de artículo: CM0015724

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PAPD7/TENT4A humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Objetivo implicado en la estabilización del mRNA y el control de calidad del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAPD7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11044
GeneID	11044
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-542 del PAPD7 humano (NP_008930.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5XG87
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo