


Anticuerpo Policlonal Anti-Parp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09874

Número de artículo: CM0012831



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de conejo contra PARP1 detecta PARP1 (113 kDa) humano, de ratón y de rata en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Se dirige a la región C-terminal (aa 662-1014) y es ideal para estudios de reparación del daño al ADN, apoptosis y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PARP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	142
GeneID	142
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 662-1014 de PARP1 (NP_001609.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09874
Peso de la Proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo