


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Parp1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P09874

Número de artículo: CM0007772



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PARP1 humano. Validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Apto para investigación en reparación del ADN, apoptosis y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo PARP1
Observaciones/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	142
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de PARP1 humano (NP_001609.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09874
Peso proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo