

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Parp4 Para Wb, Elisa - Q9Ukk3

Número de artículo: CM0022485



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PARP4 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de partículas de bóveda y ADP-ribosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PARP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
Especie	Humano
GeneID (humano)	143
GeneID	143
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKK3
Peso Proteico	193kDa
Envío	Bolsa de hielo