

Anticuerpo Policlonal Anti-Pars2 Para Wb Y Elisa - Q7L3T8

Número de artículo: CM0022745

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proliil-ARNt sintetasa mitocondrial humana (PARS2). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA, con reacción cruzada con rata. Útil para la investigación de la traducción mitocondrial y las enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PARS2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	DEE75, proRS, EIEE75, MT-PRORS, PARS2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	25973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-220 de PARS2 humana (NP_689481.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q7L3T8
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo