


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Parvalbúmina/Pvalb Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P20472

Número de artículo: CM0002764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Parvalbúmina/PVALB validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y rata. Reconocer una proteína de unión a calcio de ~12 kDa involucrada en la relajación muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Parvalbúmina/PVALB de conejo
Observaciones/Alias	D22S749; Parvalbúmina (PVALB)
Especie	Humana
GeneID (humano)	5816
GeneID	5816
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la Parvalbúmina humana (PVALB) (P20472)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20472
Peso de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo