

Anticuerpo Policlonal Anti-Pax5 Para Wb, Ip, Elisa - Q02548

Número de artículo: CM0026478



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción PAX5 humano, adecuado para WB, IP, ELISA. Detecta una banda de 42kDa. Objetivo esencial para el desarrollo de células B y el mantenimiento del genoma del VEB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAX5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALL3; BSAP; PAX-5; PAX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5079
GeneID	5079
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-300 del PAX5 humano (NP_057953.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q02548
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo