

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pax9 Para Wb, Elisa - P55771

Número de artículo: CM0003172

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PAX9 validado para WB y ELISA. Detecta el factor de transcripción PAX9 humano, de ratón y de rata. Ideal para biología del desarrollo e investigación de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PAX9 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	STHAG3; PAX9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5083
ID de Gen	5083
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PAX9 humano (P55771)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55771
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo