


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pbrm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U86

Número de artículo: CM0002285



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PBRM1 (BAF180), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de remodelación de cromatina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PBRM1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PB1; RCC; BAF180; SMARCH1; PBRM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55193
ID de Gen	55193
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 530-680 del PBRM1 humano (Q86U86)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U86
Peso Proteico	193 kDa
Envío	Bolsa de hielo