

Anticuerpo Policlonal Anti-Pdgfc Para Wb, Elisa - Q9Nra1

Número de artículo: CM0018205

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDGFC humana, validado para WB y ELISA. Detecta PDGFC de humano, ratón y rata, un factor de crecimiento involucrado en el desarrollo embrionario, la angiogénesis y la cicatrización de heridas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDGFC Rabbit pAb
Observaciones/Alías	SCDGF; FALLOTEIN; PDGFC
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	56034
ID del Gen	56034
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 166-345 de la PDGFC humana (NP_057289.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRA1
Peso Molecular	39kDa
Envío	Bolsa de hielo