

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdk1/Pdhk1 Para Wb, Elisa - Q15118

Número de artículo: CM0004948



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra PDK1/PDHK1 humana (Q15118), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio del metabolismo de la glucosa y la señalización por hipoxia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDK1/PDHK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PDK1; piruvato deshidrogenasa quinasa 1; PDK1/PDHK1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	5163
GeneID	5163
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 1 y 100 de la PDK1/PDHK1 humana (Q15118).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q15118
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo