

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdk1/Pdhk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15118

Número de artículo: CM0008755



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PDK1/PDHK1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar metabolismo de la glucosa, hipoxia y función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDK1/PDHK1 Ac. m. Conejo
Observaciones/Alias	PDK1; piruvato deshidrogenasa quinasa 1; PDK1/PDHK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5163
ID de Gen	5163
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15118
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo