

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdk1/Pdhk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15118

Número de artículo: CM0015701



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PDK1/PDHK1 humano (piruvato deshidrogenasa quinasa 1). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del metabolismo de la glucosa y la respuesta a la hipoxia. ~49 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDK1/PDHK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDK1; PDK1/PDHK1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5163
ID de Gen	5163
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 337-436 de PDK1/PDHK1 humano (NP_002601.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15118
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo