


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdk3 Para Wb, Elisa - Q15120

Número de artículo: CM0030246



Introducción

PDK3 Rabbit pAb detecta PDK3 humano, de ratón y de rata. Adecuado para WB y ELISA, este anticuerpo se dirige a una quinasa mitocondrial involucrada en la regulación del metabolismo de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDK3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5165
GeneID	5165
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 137-406 de PDK3 humano (NP_005382.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15120
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo