


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdlim1/Clp36 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Número de artículo: CM0025434



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDLIM1/CLP36 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta una proteína adaptadora del citoesqueleto de 36kDa involucrada en la organización de las fibras de estrés. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDLIM1/CLP36 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9124
ID de Gen	9124
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-329 de PDLIM1/CLP36 humano (NP_066272.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00151
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo