


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pen2/Psenen Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nz42

Número de artículo: CM0009418



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante que se dirige a PEN2/PSENEN humano (UniProt Q9NZ42). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación del complejo gamma-secretasa y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PEN2/PSENEN mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55851
ID de Gen	55851
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-101 de PEN2/PSENEN humano (NP_758844.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZ42
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo