

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pepsinógeno I (Pg I) Para Elisa, Ihc-P, If-P - P0Djd7

Número de artículo: CM0007668



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el pepsinógeno I humano (PG I/PGA4) validado para ELISA, IHC-P e IF-P. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de enzimas digestivas y cáncer gástrico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Pepsinógeno I (PG I) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Pepsinógeno-4; Pepsinógeno I (PG I)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	643847
GeneID	643847
Inmunógeno	Proteína recombinante de pepsinógeno I humano (PG I)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DJD7
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo