


Anticuerpo Policlonal Anti-Peroxisredoxina 2 (Prdx2) Para Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Número de artículo: CM0022034



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se une a la Peroxisredoxina 2 (PRDX2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata; inmunógeno proteína recombinante. Ideal para la investigación de estrés oxidativo y antioxidantes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] Peroxisredoxina 2 (PRDX2) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; 2)
Especie	Humano
ID de Gen	7001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de la Peroxisredoxina 2 humana (PRDX2) (NP_859428.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32119
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo