


Anticuerpo Policlonal Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) Para Wb, If, Elisa - P30048

Número de artículo: CM0014729



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRDX3 humano (Peroxiredoxin 3), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PRDX3 endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre estrés oxidativo y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) pAb de conejo
Observaciones/Alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10935
GeneID	10935
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-256 de la Peroxiredoxin 3 humana (Peroxiredoxin 3 (PRDX3)) (NP_006784.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30048
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo