


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Peroxiredoxina 3 (Prdx3) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30048

Número de artículo: CM0005461



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Peroxiredoxina 3 humana (PRDX3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con PRDX3 de humano y ratón; proteína antioxidante mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Peroxiredoxina 3 (PRDX3)
Notas/Alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxina 3 (PRDX3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10935
GeneID	10935
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 157-256 de la Peroxiredoxina 3 humana (PRDX3) (P30048)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30048
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo