


Anticuerpo Policlonal Anti-Peroxiredoxina 4 (Prdx4) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Número de artículo: CM0022599



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Peroxiredoxina 4 humana (PRDX4). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la PRDX4 humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones sobre estrés oxidativo y señalización redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Peroxiredoxina 4 (PRDX4)
Observaciones/Sinónimo	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxina 4 (PRDX4)
Especie	Humana
GeneID (humano)	10549
GeneID	10549
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 10-110 de la Peroxiredoxina 4 humana (PRDX4) (NP_006397.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q13162
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo