


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pex19 Para Wb, If-P, Elisa - P40855

Número de artículo: CM0028415



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PEX19 humano (Peroxina-19) validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta PEX19 en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biogénesis peroxisomal y tráfico de proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PEX19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5824
GeneID	5824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-299 de PEX19 humano (NP_002848.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40855
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo