


Anticuerpo Policlonal Anti-Pfcp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01813

Número de artículo: CM0025500



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PFKP, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con PFKP humano, de ratón y de rata de ~86 kDa. Ideal para estudios de glucólisis y metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PFKP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 336-540 de PFKP humano (NP_002618.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01813
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo