

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Pgam1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P18669

Número de artículo: CM0011207



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PGAM1 humano, adecuado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Una opción óptima para la investigación de la glucólisis, los estudios del metabolismo del cáncer y el abastecimiento de materias primas para diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                          |
|---------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | PGAM1 Rabbit mAb               |
| Observaciones/Alias | PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1 |
| Especie             | Humano                         |
| GenelD (humano)     | 5223                           |
| GenelD              | 5223                           |
| Inmunógeno          | Péptido sintético              |
| Fuente              | Conejo                         |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales       |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA               |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata            |
| SWISS               | P18669                         |
| Peso de la proteína | 29 kDa                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                 |