


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Pgc1 Beta Para Wb Y Elisa - Q86Yn6

Número de artículo: CM0010768



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-PGC1 beta validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas y de rata. Adecuado para estudiar las funciones de los coactivadores transcripcionales en el metabolismo y la biogénesis mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | mAb de conejo contra PGC1 beta                                                                                            |
| Observaciones/Alias           | PERC; ERRL1; PGC1B; PGC-1(beta); PGC1 beta                                                                                |
| Especie                       | Humana                                                                                                                    |
| GeneID (humano)               | 133522                                                                                                                    |
| GeneID                        | 133522                                                                                                                    |
| Inmunógeno                    | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 924-1023 de PGC1 beta humana (NP_573570.3) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                    |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                  |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada           | Humana, rata                                                                                                              |
| SWISS                         | Q86YN6                                                                                                                    |
| Peso molecular de la proteína | 113 kDa                                                                                                                   |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                            |