


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgc1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UbK2

Número de artículo: CM0014513



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a PGC1α (PPARGC1A), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Para investigación sobre metabolismo, gluconeogénesis y ritmo circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGC1α Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1v; PPARGC1; PGC-1alpha; PGC-1(alpha); PGC1α
Especie	Humano
ID de Gen	10891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 610-798 de PGC1α humano (NP_037393.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBK2
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo