

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pgd Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P52209

Número de artículo: CM0003371



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PGD validado para aplicaciones WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta PGD (53 kDa) humano, de ratón y de rata. Esencial para estudios de la vía de las pentosas fosfato y el metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PGD
Observaciones/Alias	6PGD; PGD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5226
GeneID	5226
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 384-483 del PGD humano (P52209).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52209
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo