

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pgd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52209

Número de artículo: CM0026518



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PGD humana (6-fosfogluconato deshidrogenasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PGD endógena en muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para la investigación de la vía de las pentosas fosfato y estudios del metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PGD Rabbit pAb
Notas/Alias	6PGD; PGD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5226
GeneID	5226
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 184-483 de la PGD humana (NP_002622.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52209
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo