


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pgp9.5/Uchl1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P09936

Número de artículo: CM0002236



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PGP9.5/UCLH1 humano (25 kDa), validado para WB, IF, IHC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Una deubiquitinasa para investigación de función sináptica y cardíaca, procesamiento de APP, osteoclastogénesis y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo PGP9.5/UCLH1
Observaciones/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCLH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7345
GeneID	7345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de PGP95/UCLH1 humano (NP_004172.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09936
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo