

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Phc1 Para Wb, Elisa - P78364

Número de artículo: CM0024879



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra PHC1 humano (EDR1, HPH1). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. PHC1 es un componente del complejo PRC1 que participa en la represión de la cromatina y la regulación de genes del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PHC1 Rabbit pAb
Notas/Alias	EDR1; HPH1; RAE28; MCPH11; PHC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1911
GeneID	1911
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 750-940 de PHC1 humano (NP_004417.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78364
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo