

## Anticuerpo Policlonal Anti-Phf11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UIL8

Número de artículo: CM0026311

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PHF11 para la detección de la proteína 11 con dedo PHD, un regulador de citocinas Th1. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PHF11 pAb de Conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; PHF11                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID de Gen (Humano)  | 51131                                                                                                                                |
| ID de Gen           | 51131                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 del PHF11 humano (NP_001035533.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9UIL8                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |