

Anticuerpo Monoclonal Anti-Phf8 Para Wb, Elisa - Q9Upp1

Número de artículo: CM0002912



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PHF8 (KDM7B), una histona lisina desmetilasa, validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación epigenética y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PHF8 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
Especie	Humano
GeneID (humano)	23133
GeneID	23133
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 800 y 900 de PHF8 humano (Q9UPP1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UPP1
Peso proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo