


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Axl (Y702) Para Wb, Elisa - P30530

Número de artículo: CM0001926



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la Axl humana fosforilada en Tyr702. Validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de la quinasa Axl, la supervivencia celular y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Axl-Y702 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Fosfo-Axl-Y702
Especie	Humano
GeneID	558 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y702 de la Axl humana (NP_068713.2).
Fuente	Conejo
Anticuerpos Fosforilados	
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo