


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Chk2-T68 Para Wb, Elisa - O96017

Número de artículo: CM0000772



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo-T68 de Chk2 humano (CHEK2), validado para WB y ELISA. Ideal para investigación de señalización de daño en el ADN y puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-Chk2-T68
Observaciones/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Fosfo-Chk2-T68
Especie	Humano
ID del Gen	11200
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de T68 de Chk2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O96017
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo