


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Csf-1R (Y708) Para Wb, Elisa - P07333

Número de artículo: CM0001578



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para CSF-1R fosforilado en Y708. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Ideal para estudiar señalización de macrófagos, inmunidad innata y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-CD115/CSF-1R-Y708
Observaciones/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Fosfo-CD115/CSF-1R-Y708
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1436
GeneID	1436
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y708 de CSF1R humano (NP_005202.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07333
Peso Molecular de la Proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo