

Anti-Fosfo-Egfr-Y1172 Conejillo Pab Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001853



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra Y1172 del EGFR humano (134 kDa). Validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de EGFR en cáncer y respuestas celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-EGFR-Y1172 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1172
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1956
ID del Gen	1956
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean a Y1172 del EGFR humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Molecular de la Proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo