

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfo-Enos-S1177 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Número de artículo: CM0000673



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la eNOS humana fosforilada en Ser1177. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA, detectando eNOS humana y de ratón. La eNOS produce óxido nítrico, fundamental para la relajación vascular y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-eNOS-S1177
Observaciones/Alias	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4846
ID de gen	4846
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S1177 de la eNOS humana (NP_000594.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29474
Peso de la proteína	133 kDa
Envío	Bolsa de hielo