


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Erk1 (T202) + Erk2 (T185) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Número de artículo: CM0001133



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo detecta ERK1 fosforilada en T202 y ERK2 en T185. Validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de la vía de señalización MAPK/ERK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-ERK1-T202 + ERK2-T185 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Fosfo-ERK1-T202 + ERK2-T185
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5594/5595
ID de Gen	5594/5595
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T202 de ERK1 humana (P27361).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28482/P27361
Peso Proteico	42,44kDa
Envío	Bolsa de hielo