

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxo3A Fosforilado (Ser294) Para Wb, Elisa - O43524

Número de artículo: CM0001537



Introducción

El pAb de conejo contra FOXO3A fosforilado (Ser294) detecta FOXO3A fosforilado en S294 de humano, ratón y rata. Adecuado para WB y ELISA. Ideal para estudios de apoptosis, autofagia y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Phospho-FOXO3A-S294
Notas/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S294
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2309
ID del Gen	2309
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S294 del FOXO3A humano (NP_001446.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O43524
Peso de la Proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo