

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Her2/ErbB2 (Y1221/1222) Para Wb, Elisa - P04626

Número de artículo: CM0000825



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que detecta HER2/ErbB2 fosforilado en Y1221/1222. Validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas. Ideal para investigación en oncología y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-HER2/ErbB2-Y1221/1222 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Fosfo-HER2/ErbB2-Y1221/1222
Especie	Humano
GenelD (humano)	2064
GenelD	2064
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1221 & Y1222 de HER2/ERBB2 humano (NP_004439.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo