


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Histona H3-T6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0000928



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-Histona H3-T6 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y se predice un amplio rango. Adecuado para investigación epigenética sobre cromatina y modificaciones de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-Histona H3-T6
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-T6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de la T6 de humano (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo