


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Map2K4 (S257/T261) Para Wb Y Elisa - P45985

Número de artículo: CM0001436



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico que reconoce a MAP2K4 fosforilado en Ser257 y Thr261. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación de señalización por estrés y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-MAP2K4-S257/T261 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Fosfo-MAP2K4-S257/T261
Especie	Humano
ID del gen	6416
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido fosforilado sintético alrededor de S257 y T261 de MAP2K4 humana (NP_003001.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45985
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo