

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (S536) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Número de artículo: CM0001427



Introducción

Anticuerpo monoclonal rabbit fosfo-específico contra NF-κB p65 humano fosforilado en Ser536. Reacción cruzada con ratón y rata. Para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para el estudio de la activación de NF-κB en inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-NF-κB p65/RelA-S536 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S536
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5970
ID del gen	5970
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de S536 de NF-κB humano (NP_068810.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04206
Peso de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo