

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Número de artículo: CM0001072



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico contra p38 MAPK (MAPK14) fosforilada en tirosina 182 (Y182). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar vías de señalización del estrés y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Fosfo-p38 MAPK-Y182
Observaciones/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y182 de p38 MAPK humana (NP_620581.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16539
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo