


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-P53 (S9) Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número de artículo: CM0001773



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo (pAb) Anti-Fosfo-p53 (S9) para Western blot (WB), inmunoprecipitación (IP) y ELISA. Reconoce la p53 humana fosforilada en serina 9. Adecuado para la investigación sobre supresión de tumores, apoptosis y regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-p53-S9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S9 de la p53 humana (NP_000537.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo