


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Pdgfrb (Tyr751) Para Wb, Elisa - P09619

Número de artículo: CM0001646



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo-PDGFRB (Tyr751). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar la señalización de PDGFRB en el desarrollo cardiovascular y la proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Fosfo-PDGFRB-Y751 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Fosfo-PDGFRB-Y751
Especie	Humano
GeneID (humano)	5159
GeneID	5159
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y751 del PDGFRB humano (NP_002600.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09619
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo