

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Raf1-S621 Para Wb, Elisa - P04049

Número de artículo: CM0000569



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a la Raf1 humana (c-Raf) fosforilada en la serina 621. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para estudios de señalización MAPK/ERK e investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-Raf1-S621 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S621
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5894
GeneID	5894
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S621 de Fosfo-Raf1-S621 humana (P04049)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo