

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Rps6Ka5-S376 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75582

Número de artículo: CM0001028



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico contra RPS6KA5 (MSK1) fosforilado en Ser376. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar señalización de quinasas y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-RPS6KA5-S376
Observaciones/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Fosfo-RPS6KA5-S376
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9252
GeneID	9252
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S376 de RPS6KA5 humano (NP_004746.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75582
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo