

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Smad2-S250 Para Wb, Elisa - Q15796

Número de artículo: CM0001721



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Smad2-S250 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con Smad2 humano y de ratón, fosforilado en serina 250. Ideal para investigación de señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Fosfo-Smad2-S250
Observaciones/Alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Fosfo-Smad2-S250
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S250 de Smad2 humano (Q15796).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo