

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Smo (S611/S615) Para Wb, Elisa - Q99835

Número de artículo: CM0001414



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-SMO-S611/615 reconoce específicamente a la proteína smoothened (SMO) humana delfosforilada en Ser611/615. Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA en investigación de la vía de señalización Hedgehog. Swiss-Prot: Q99835.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Phospho-SMO-S611/615 Rabbit pAb
Notas/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6608
GeneID	6608
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99835
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo